

HALSDUKSTUB I ULLRIKA

LÄNGD ca 150 cm



GARN: Ullrika 100 g från Falkgarn AB



HALSDUKSTUB I ULLRIKA

GARN: Ullrika 100 g från Falkgarn AB

Best. nr 23050-1202

GARNÅTGÅNG: 4 nystan

LÄNGD: ca 150 cm

STICKOR: nr 10

STICKFÖRKLARING: Lägg upp 14 m och sticka 3 v rätstickning. På 4:e varvet stickas omslag för tappade maskor enligt följande:

1 rm (=kantmaska) *2 omsl, 1 rm* upprepa *-* varvet ut och avsluta med 2 omsl och 1 rm (=kantm). Sticka 5 varv rätstickning på 1:a v släpps alla omsl från stickan. Drag i halsduken så att varvet med de släppta maskorna dras ut. Sticka 5 v rätstickning på 6:e varvet stickas omslag för tappade m som tidigare. Upprepa dessa 6 v tills halsduken mäter ca 145 cm eller önskad längd. Avsluta med 2 v rätstickning och avmaska på 2:a v. Sy ihop till en tub.

